

Übersicht Fixierung Extragynäkologisch zytologisches/ Gynäkologisch Zytologisches Material

Untersuchungsmaterial (in alphab. Reihenfolge)	nativ	Gepuffertes Formalin 4% (Verhältnis1:1), notfalls 50%iger Alkohol	96%iger Alkohol oder Cytifix-Spray	Lufttrocknung
---	-------	---	---------------------------------------	---------------

Aspirationszytologie verschiedener Organe/Knoten (z.B. Schilddrüse.)	-	-	Ausstriche	Ausstriche
Bronchiallavagen /BAL/ Sputum*	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden/ *bei Sputum 50% -iger Alkohol	-	-
Bürstenabstriche der Lunge/Bronchus	-	-	Ausstriche	-
Ergüsse (Pleura etc.)	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden	Ausstriche	Ausstriche
Fistelabsonderungen	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden	-	-
Gelenkergüsse	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden	-	-
Gynäkologische Abstriche			Ausstriche	
Liquor	umgehend	mehr als 2 Stunden (wenn sofortige Lieferung nicht mögl.)		
Mammasekret bzw. -exprimat	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden	Ausstriche	-
Oberflächenabstriche z.B. Rachen	--	-	Ausstriche	-
Pankreassekret	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden	-	-
Prostataexprimat	--	-	Ausstriche	-
Spülflüssigkeiten Blase/Ureter/Nierenbecken	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden (ansonsten Verhältnis 4:1)	-	-
Urine	innerhalb 8 Stunden im Labor	mehr als 8 Stunden (ansonsten Verhältnis 4:1!)	--	-
Wundsekret	--	--	Ausstriche	-
Zysten verschiedener Art	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden	-	-