

Übersicht Fixierung Extragynäkologisch zytologisches Material

Untersuchungsmaterial (in alphab. Reihenfolge)	nativ	Gepuffertes Formalin 4% (Verhältnis 1:1), notfalls 50%iger Alkohol	96%iger Alkohol Oder Cytofix-Spray	Lufttrocknung
---	--------------	---	---	----------------------

Aspirationszytologie verschiedener Organe/Knoten (z.B. Schilddrüse.)			Ausstriche	Ausstriche
Bronchiallavagen /BAL/ Sputum*	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden/ *bei Sputum 50% -iger Alkohol		
Bürstenabstriche der Lunge/Bronchus			Ausstriche	
Ergüsse (Pleura etc.)	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden	Ausstriche	Ausstriche
Fistelabsonderungen	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden		
Gelenkergüsse	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden		
Liquor	<u>umgehend</u>	mehr als 2 Stunden (wenn sofortige Lieferung nicht mögl.)		
Mammasekret bzw. -exprimat	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden	Ausstriche	
Oberflächenabstriche z.B. Rachen			Ausstriche	
Pankreassekret	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden		
Prostataexprimat			Ausstriche	
Spülflüssigkeiten Blase/Ureter/Nierenbecken	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden (ansonsten Verhältnis 4:1)		
Urine	innerhalb 8 Stunden im Labor	mehr als 8 Stunden (ansonsten Verhältnis 4:1)		
Wundsekret			Ausstriche	
Zysten verschiedener Art	innerhalb 24 Stunden im Labor	mehr als 24 Stunden		